


Product Specifications

Name: MEJES VII E-ion Molecule removes Speckle Cosmetic Device
Model: MEJES2023FR012388
Charging Type: USB Charging
Power Voltage: 5V~2A
Power Output: 8W
Battery Capacity: 2000mAh
Charging Duration: 3 hours
Battery Working Time: 90 Minutes
Standby Time: 90 Days (If the unit hasn't been used for more than 90 days, please make it fully charged before use)
Size: 218*96*67mm

Product Structures



① Massager

② Circclip

③ LED

④ Battery

⑤ CLEAN

⑥ HEAT

⑦ DYHP

⑧ LIFT

⑨ COOL

⑩ Gear

⑪ Power/Mode

⑫ Gear

⑬ Sensing

⑭ TYPE-C

Use



Alert

Do not use the device continuously on the same area for a long time, which may cause potential skin problems.

Do not contact lenses around eye areas, which may lead to eye skin problems.

1.Clean the face and keep face moist.

2.Long press power to start the device. Switch to correct mode.

3.Take the device on your face and move gently to massage skin.


Use of neck freckles (Max: 5 min)




Use of facial freckles (Max: 30 min)

1.Along the direction of the arrow, move gently from the chin.

2.Along the chin to the angulus oris and the nasal side to the external canthus move.



Use of eye freckles (Max: 2 min)



FAQ

Press and hold for 2 seconds to turn on/off.

Press the L key to adjust the gear.

Note: It is recommended to use the lowest level for sensitive skin.

MODE

LIFT(E-ion Molecule removes Speckle):Moisten the skin with negative E-Water(Standard Configuration),Enable LIFT (red) mode (Ⓓ),The massage panel gently touches the skin,Slowly moving on the skin;Let positive and negative charge ions collide,Thereby disintegrating melanin.

Important:

1. Keep skin moist with conductive gel when LIFT Mode.

2. After LIFT Mode, cleaning is not allowed within 4 hours

3.Negative E-Water Usage order: 20c~100c~500c~1000c... gradually

Safety Warnings

●Please read all instructions carefully for safety and proper use.

●Use only as directed.

●Immediately stop using if any malfunction or unusual reaction to treatment occurs.

●Precautions listed in this manual are very important. For your safety, please follow them carefully.

●Precautions are classified as WARNING or CAUTION in order to clearly specify the level of damage and possible injury or damage that may occur if the device is misused.

WARNING & CAUTION



Prohibited

Improper use of this device may result in death or injury



Remove Power Cord

Hold the head of the power cord instead of any part of the cord when unplugging the power cord from USB interface. Damage to the cord may cause electrical shock, short circuit or fire hazard.

Always unplug the power cord from USB interface when not use. Do not handle the AC adapter with wet hands. Which may result in electrical shock, short circuit or fire hazard.

If any malfunction occurs, unplug the power cord from the device immediately. Possible malfunctions may include button failure, smoke, unusual noise or smell, please stop using it.



Prohibited

Do not use if the power cord is damaged or if the wall socket is loose which may cause electrical shock, short circuit.

Disabled for children under 17 years of age,Pregnant women are disabled.If you are sick, please follow the doctor's instructions.

Do not use extension cords. This may cause electrical shock, overheating or fire hazard.



Prohibited

Not for use by children, elderly, or disabled person. Improper or unattended use may cause injury.

Warranty

This product is warranted for 1 year from the purchase date.

1.In accordance with the instructions to use, in the warranty period, it it' s not work, factory will offer free maintenance. (Please submit the goods repair and warranty card)

2.Even in the warranty period, if it's damaged caused by the following circumstances..

2.1 Malfunctions and damage caused by incorrect use

2.2Due to their own improper repair or transformation of the failure and damage

2.3After the purchase due to transport, drop, etc. arising from the failure and damage

2.4Occurrence of fire, earthquake, flood, thunder and other weather variations, abnormal voltage generated by the failure and damage


3.The warranty card will not be valid once it' s separately from the user manual, please keep it safely.

Product Warranty Card

Order Number			
Purchase Name		Phone Number	
Purchase Date		Email	
Purchase Address			
Maintenance Record			
Order Number	Maintenance Part	Maintenance Result	Maintenance Person

Mejes第7代微电荷离子分解器

使用说明书



一：产品外形

① 导电面板

② 卸装棉卡圈

③ 显示屏

④ 充电标

⑤ 清洁模式

⑥ 嫩肤模式

⑦ 导入模式

⑧ 分解模式

⑨ 紧致模式


⑩ 档位指示

⑪ 电源模式键

⑫ 档位键

⑬ 感应条

⑭ Type-C充电口



二：功能介绍

1.CLEAN (清洁): 深层毛孔污垢导出,用于皮肤清洁。

2.HEAT(嫩肤):使用1.5~2.0MHz的热能加热至42℃-52℃,唤醒细胞活力从而达到嫩肤的效果。(非射频技术)

3.DYHP(导入): 导入凝胶促进分解,或单独导入护肤品使用,促进吸收。

4.LIFT(分解模式): 通过导电面板发射的电荷离子,与导电凝胶相触碰即负电荷离子正负相撞,从而达到分解细胞上的氧化酶。

5.COOL(紧致冰敷): 利用热胀冷缩,收缩毛孔,让肌肤更光滑细嫩。

三：护理流程

长按2秒电源键开机/关机,短按一次电源键切换模式

• CLEAN—清洁模式:




1.将化妆棉用固定圈固定在按摩头上并用卸妆水浸湿。

2.手握机器并充分接触机器两侧感应条,将按摩头接触肌肤并慢慢移动,使肌肤彻底清洁。

3.长按档位键打开按摩功能,唤醒肌肤,促进清洁。

注:清洁模式默认时长3分钟,并配有3个不同档位,可根据自身需求选择。使用3分钟后灯光闪烁并“嘀嘀”提示进入下一个模式,5分钟后无任何操作,机器自动关机。



• HEAT—嫩肤模式:

准备工作:涂抹凝胶,保持皮肤湿润

1.轻轻接触皮肤将按摩头来回滑动,可短暂停留1至2秒。


2.护眼模式时,建议选择1档,其它面部温热,可选2或3档。

3.长按档位键打开按摩功能,唤醒肌肤,促进细胞活跃。

注:嫩肤模式默认时长3分钟,并配有3个不同档位,可根据自身需求选择。使用3分钟后灯光闪烁并“嘀嘀”提示进入下一个模式,5分钟后无任何操作,机器自动关机。



• DYHP—导入模式:



1.在脸上涂上导电凝胶或精华或面膜,由下向上在脸上移动,利用慢慢打圈的方式促进导入。

2.长按档位键打开按摩功能,唤醒肌肤,促进导入。

注:导入模式默认时长3分钟,并配有3个不同档位,可根据自身需求选择。使用3分钟后灯光闪烁并“嘀嘀”提示进入下一个模式,5分钟后无任何操作,机器自动关机。



• LIFT—分解模式:

1.在导入导电凝胶后,按摩头轻轻的接触皮肤,缓慢移动。

2.导电凝胶涂抹和仪器使用面积必须大于要分解的部位。

3.使用中若遇导电凝胶干涸,请再次涂抹凝胶保持湿润操作。

4.长按档位键打开震动,可有效辅助电荷离子均匀的分解。(切勿干燥使用,避免消耗皮肤自身水分)

注:分解模式默认时长3分钟,并配有3个不同档位,可根据自身需求选择。使用3分钟后灯光闪烁并“嘀嘀”提示进入下一个模式,5分钟后无任何操作,机器自动关机。



四：规格参数

产品名称	Mejes第7代微电荷离子分解器
产品型号	Mejes2023FR011688
电池容量	3.7V 2000mAh
充电	5V-2A
额定功率	Max:8W
温度范围	6-42℃(±5℃)
彩光颜色	红-绿-蓝-黄-紫-无(双击档位键切换)
充电电流	MAX:480mA
待机时长	约20天
充电时长	约3小时
产品重量	主机重量:160克整机重量:303克
包装尺寸	218*96*67mm
包装清单	主机,USB电源线,说明书,卸装棉固定圈

五：注意事项与售后保障

• 温馨提示

1.使用前请仔细阅读说明书,并按操作顺序正确使用产品。

2.产品出现异常时,切勿自行拆机,需及时联系客服售后。

3.本产品适用于黑色素分解,不要用于说明书以外的用途。

4.请勿将产品放在高温或大功率仪器旁,以免发生火灾或触电等事故。

5.请勿让儿童或身体活动受限的人使用,孕妇或皮肤有创伤禁用。

6.请勿在潮湿环境下充电,以免造成仪器短路,触电,起火等现象。

7.勿将仪器放置在水中或有腐蚀性化学品环境中。

8.紧致模式后,主机头部发热,是正常现象,不要连续使用。

9.若残留水渍,震动马达停止工作,内部风扇会工作排水,静置24小时即可。

10.电源线破损时,请不要充电,以免发生仪器短路起火。

• 警告

以下人群请禁止使用:

“心脏病病人,有传染病者,有恶性肿瘤,皮肤有伤口者,急性病患者,正在使用医用电器者,皮肤病患者,孕妇,过度晒伤者,正在过敏皮肤者,血管严重扩张者等。

• 维护

1.仪器不防水,请勿将仪器置于水中或用水冲洗以免造成强电流冲击,导致机器损坏。

2.使用后在确保关机状态下,可用湿润纸巾清洁按摩头,远离高温和潮湿的地方保存。

3.机头长期电解磨损氧化金属变色属于正常范围,不要使用腐蚀性溶剂清洗机头。

4.避免跌落,撞击,以免损坏仪器。

• 售后保障

1.至购买之日起,一年内若发生故障,可联系客服免费保修。

2.超出保修期的,不收取维修费用,只收取少量的材料费,往返运费买家承担。

3.人为损坏或私自拆卸后损坏,不予以保修。

4.产品自然损耗磨损/残留于污渍/氧化变色,不属于保修范围。

产品品牌商: 广州市魅洁斯国际商贸有限公司

品牌商地址: 广州市白云区龙归街道南大门商汇路75号107铺

代工生产地址: 深圳市宝安区西乡固戍航城大道172号安乐工业区B4栋

代工执行标准: MEJES2023FR001-6/GB4706.1-2005 / GB4706.15-2008

专利技术授权: MEJES2023FR001-SSS

保修商: 广州市魅洁斯国际商贸有限公司

保修地址: 广州市白云区龙归街道南大门商汇路75号107铺(因不可抗力因素导致无法收发件情况,或如遇仓库变更售后寄回地址请联系客服人员)

保修电话: 020-37414995

官网地址: www.mejes.cn

微信公众号: mejes_paris

售后客服: 天猫:MEJES旗舰店 / 京东:梦迪诗旗舰店

• 注意事项[必看]

1.操作分解时请务必**保持皮肤湿润**

2.操作完毕**4小时内,切勿二次清洗皮肤**

3.敏感肌使用最低档位,3-5分钟全脸

4.非敏感肌可适当调高档位,5-10分钟全脸

5.档位和效果快慢无关,切勿追求高档位

6.根据自己皮肤感受按适合的档位使用

7.每天坚持1-2次,时辰不限

8.清洁/嫩肤/导入/紧致模式无需求可不用

9.若使用后残留物较多,请使用纸巾擦拭

10.仪器使用后需擦拭干净存储,避免氧化

11.第2周开始,每周用1片面膜加速排黑

12.使用时务必紧握两侧感应条以防静电

13.微创皮肤1周后用,创伤掉痂2周后使用

14.请妥善保管所有包装以便售后